



HETTICH UNIVERSAL 320R REFRIGERATED
 CONDITIONS : VERY GOOD
 INCLUDING FIXED ANGLE ROTOR // 9000 RPM with 50, 15 and 1.5/2.0ml adapters

— Rotor angulaire, 6 places | 1556

Rotor		Couvercle étanche*	
RPM max. / ACP max.		Ref.	
9.000 min. / 13.500		INCLUS	
Capacité max.		Ø x H en mm	
20 / 12		20 x 120	
Accélération / freinage en ms.		Température en °C	
20 / 12		0	
Angle /itesse sans secousses max.		Ref.	
20° / 60 (Ø 20)		1556	
Température en °C			
0			
Ref.		1556	

	Microtubes		Tubes**		Tubes de sang / Tubes d'urine				Tubes avec fonction Safe					
Tubes	50	15	10	20	15	10	5	10	15	10	5	10	15	
Capacité en ml	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	
Ø x L en mm	11 x 38	11 x 38	17 x 100	25 x 100	34 x 100	34 x 100	15 x 82	15 x 102	15 x 102	17 x 120	20 x 115	16 x 80	20 x 90	20 x 102
ACP max. °	10.004	10.004	10.002	10.014	10.014	10.006	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002	10.014	9.990	10.142
Rapport en mm	114	114	110	110	110	117	117	113	113	113	113	110	107	112
Adaptateur														
Orifice Ø x L en mm	11,4 x 20	11,4 x 20	12,5 x 75	20 x 80	20 x 80	12,5 x 75	12,5 x 75	12,5 x 75	12,5 x 75	17 x 100	20 x 90	16,5 x 75	20 x 85	20 x 90
Tubes par rotor	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ref.	1448	1449	1478	1482	1483	1478	1478	1478	1478	1468	1454	1477	1447	1448

Tubes	
Capacité en ml	
85 / 94	
Ø x L en mm	
20 x 100 / 20 x 102	
ACP max. °	
10.000 / 10.006	
Rapport en mm	
117 / 117	

Adaptateur	
Orifice Ø x L en mm	
6 / 6	
Tubes par rotor	
6 / 6	
Ref.	
1556 / 1556	